

LAMPA POLIMERYZACYJNA

MODEL KY-L028 ☐

MODEL KY-L029 ☐

Instrukcja Obsługi

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór lampy polimeryzacyjnej KL-L012A LED. Lampa jest nowym typem lamp polimeryzacyjnych , podających światło do światłowodu przy użyciu wysokiej mocy, silnego strumienia , czystego niebieskiego światła, poprzez diody LED, jako źródło światła.

W Europie utwardzanie światłem za pomocą diod LED jest bardzo popularne ponieważ okazało się niezawodne w użyciu. W lampie KY-L012A zastosowano diodę LED, wystarczającą do utwardzania w stomatologii o długości fali 430-485nm. Dioda LED charakteryzuje się długą żywotnością i bardzo ekonomicznie zużywającą energię elektryczną. Kiedy lampa działa generuje małą wiązkę światła i nie potrzebują wentylatora do ostygnięcia, pracuje bezgłośnie i bez wibracji. Urządzenie to ma dużą pojemność akumulatora, może być stosowane przez długi czas do następnego ładowania baterii. Ze względu na brak jakichkolwiek przewodów przy rękojeści, operowanie lampą jest bardzo łatwe i przyjemne.

STRUKTURA



ZASTOSOWANIE

1. Podłącz zasilacz do źródła zasilania, następnie podłącz adapter do ładowarki i umieść rękojeść na ładowarce. Podczas ładowania wskaźnik ładowania (żółty) jest włączony, wskaźnik zasilania (zielony) jest wyłączony, gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik ładowania (żółty) jest wyłączony, wskaźnik zasilania (zielony) jest włączony. Korzystając z nowej baterii, po raz pierwszy, należy akumulator ładować przez 6-7 godzin, ale nie może być ładowany ponad 7 godzin. Gdy bateria jest w pełni naładowana, odłącz kabel zasilania.
2. Power on / off (ZASILANIE) : gdy urządzenie jest wyłączone lub w gotowości naciśnij przycisk zasilania aby je włączyć. Kiedy przyciśnięty przycisk zasilania przytrzymasz na 2 sekundy lampa zostanie wyłączona. Gdy urządzenie jest włączone po wybraniu trybu pracy przyciśnij przycisk „zasilania” aby uruchomić podawanie niebieskiego światła w celu utwardzania. Kiedy przyciśniesz przycisk „zasilania” ponownie lampa przestanie podawać niebieskie światło i pozostanie w gotowości..

- Wybór Funkcji : Po naciśnięciu przycisku „FUNKCJE” masz trzy rodzaje trybu pracy;
 “01” Mode greally mode
 “02” Mode flashing mode
 “03” Mode all light mode

- Wybór czasu pracy; Naciśnij przycisk „Czas”, aby wybrać typ czasu.

Można wybrać jeden z czterech rodzajów czasu 10, 20, 30, 40 sekund.

- Wybieranie mocy zasilania: wciśnij przycisk "Wybór Zasilania " aby wybrać cztery rodzaje mocy 100%, 70%, 50%, można wybrać.

-Gdy urządzenie pracuje, brzęczyk będzie sygnalizował co 5 sekund

-Automatyczne wyłączenie: kiedy jednostka jest w stanie czuwania , bez naciskania przycisku przez 8 minut, urządzenie zostanie wyłączone automatycznie.

-Powiadomienie – słaba bateria: Każdorazowo po włączeniu zasilania , jeśli napięcie baterii jest niższe od wartości zadanej, jednostka będzie sygnalizowała. Brzęczyk sygnalizuje 5 razy, wskaźnik ładowania miga. Proszę naładować baterię.

DANE TECHNICZNE

Rozmiar.....dia 19-26x175mm

Waga:..... 175g

Napięcie:A type AC 100-240V, 50-60 Hz

Pojemność baterii:..... 2000mAH

Długość fali:.....430-485nm.

Intensywność:..... 5W >1300mw/cm², 7W>1600mw/cm²

Efekt nakładania:..... 20S, >3mm (5W)

UWAGI

1. Zmień światłowód na nowe , jeśli ma pęknięcia lub zarysowania.
2. Dezynfekcja światłowodu: zanurzyć światłowód w roztworze 75% alkoholu kilka na minut.
3. Gdy bateria jest w pełni naładowana, odłącz zasilanie i unikaj zetknięcia elektrod baterii z metalem.
4. Do czyszczenia, proszę użyć wacika zamoczonego w bezwodnym alkoholu. Małe elektrody z tyłu baterii i styki w ładowarce należy przemywać regularnie.

Zawartość opakowania

1. Lampa –część główna:..... 1 set
2. Światłowód..... 1 piece
3. Bateria 1 piece
4. Ładowarka 1 set
5. Adapter..... 1 piece
6. Osłonka przeciwko rozpraszaniu światła ...1 piece
7. Instrukcja obsługi 1 piece

Gwarancja opiewa na 12 miesięcy.

Data i pieczętka sprzedawcy.....

Podpis sprzedającego.....